

Поликлональные Антитела Anti-Phospho-Shp1-Y564 (Ptpn6) Для Вб, Ифа — P29350

Артикул: CM0001618



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против фосфорилированного SHP-1 в тирозине 564, валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА у человека и мыши; подходят для исследований иммунного сигналинга и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-SHP1-Y564 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	HCP; HCPH; SHP1; SHP-1; HPTP1C; PTP-1C; SHP-1L; SH-PTP1; Phospho-SHP1-Y564
Вид	Человек
GeneID (человек)	5777
GeneID	5777
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области Y564 человеческого PTPN6 (NP_002822.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P29350
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	Холодовая упаковка