


Кроличьи Матк К Фосфо-Smad1-S463/S465+Smad5-S463/S465+Smad9-S465/S467 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицк, Ифа - Q15797/Q99717/O15198

Артикул: CM0001228



введение

Фосфоспецифическое кроличье моноклональное антитело, распознающее SMAD1 (Ser463/465), SMAD5 (Ser463/465) и SMAD9 (Ser465/467). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦК, ИФА. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований сигнального пути BMP.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-SMAD1-S463/S465+SMAD5-S463/S465+SMAD9-S465/S467 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	BSP1; MADH1; MADR1; JV4-1; DWFC; JV5-1; MADH5; MADH6; MADH9; SMAD8; Phospho-SMAD1-S463/S465+SMAD5-S463/S465+SMAD9-S465/S467
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4086/4090/4093
GeneID	4086/4090/4093
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15797/Q99717/O15198
Молекулярный вес белка	52 кДа
Доставка	В ледяном пакете