


Кроличье Моноклональное Антитело Против Фосфо-Smad2-S250 Для ВБ, Ифа — Q15796

Артикул: CM0001721



введение

Кроличье мАТ против фосфо-Smad2-S250, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с Smad2 человека и мыши, фосфорилированным по серину 250. Идеально подходит для исследований сигнального пути TGF-beta.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Smad2-S250 кроличье мАТ
Примечания/синонимы	JV18, LDS6, CHTD8, MADH2, MADR2, JV18-1, hMAD-2, hSMAD2, Phospho-Smad2-S250
Вид	Человек
GeneID (человек)	4087
GeneID	4087
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S250 Smad2 человека (Q15796).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q15796
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Холодовой пакет