


Моноклональное Антитело Anti-Phospho-Smad2-S465/S467 Для Вестерн-Блоттинга - Q15796

Артикул: CM0001197



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на фосфорилированный SMAD2 по S465/S467. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA; перекрестно реагирует с человеческим и мышинным SMAD2. Идеально для исследований сигналинга TGF-бета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Фосфо-Smad2-S465/S567 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Phospho-Smad2-S465/S467
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4087
GeneID	4087
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид вокруг S465 и S467 человеческого SMAD2 (NP_005892.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15796
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике