


Поликлональное Антитело Anti-Phospho-Smad2 (Ser467) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q15796

Артикул: CM0001062



введение

Кроличье поликлональное антитело против фосфо-Smad2 (Ser467), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Детектирует фосфорилированный трансдюсер сигнального пути TGF-бета/активина в образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Smad2-S467 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Phospho-Smad2-S467
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4087
GeneID	4087
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S467 белка Smad2 человека (NP_001003652.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15796
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом