


Анти-Фосфо-Smad3 (S423/S425) Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, IHC-P, Elisa - P84022

Артикул: CM0000783



введение

Специфическое к фосфорилированию кроличье моноклональное антитело, направленное против Smad3 pS423/pS425. Валидировано для WB, IHC-P и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Необходимо для изучения каскадов сигнального пути TGF-бета/активина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-Smad3-S423/S425 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; Phospho-Smad3-S423/S425
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4088
ID гена	4088
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в области S423 и S425 человеческого Smad3 (P84022).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P84022
Молекулярный вес белка	48 кДа
Доставка	Сумка со льдом