


Кроличье Поликлональное Антитело Против Фосфо-Smad3 (S423/S425) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P84022

Артикул: CM0001513



введение

Фосфоспецифичное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на фосфорилированный по S423/S425 человеческий SMAD3. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА; реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально для изучения передачи сигналов TGF-бета и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против фосфо-Smad3-S423/S425
Примечания/Альтернативные названия	LD53; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; Hst17436; Фосфо-Smad3-S423/S425
Вид	Человек
GeneID	4088 (Человек)
Иммуноген	Синтетический фосфопептид, соответствующий участкам вокруг S423/S425 человеческого SMAD3
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P84022
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом