


Кроличья Поликлональная Антитело Против Фосфо-Smad3-T179 Для Wb, IHC-P, Elisa — P84022

Артикул: CM0000498



введение

Кроличья поликлональная антитело к фосфо-Smad3 (Thr179), валидированная для WB, IHC-P, ELISA. Обнаруживает Smad3 человека, мыши и крысы. Необходима для исследований сигнального пути TGF-beta, регуляции транскрипции и заболеваний. Надежный фосфо-специфический реагент.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-Smad3-T179 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; Phospho-Smad3-T179
Вид	Человек
GeneID (человек)	4088
GeneID	4088
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области T179 Smad3 человека (NP_005893.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P84022
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Холодильный пакет