


Поликлональное Антитело К Фосфо-Smad5 (S463/S465) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q99717

Артикул: CM0000787



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к фосфорилированному Smad5 (S463/S465). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Идеально для изучения BMP-сигналинга, дифференцировки клеток и эмбрионального развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Smad5-S463/S465 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	DWFC; JV5-1; MADH5; Phospho-Smad5-S463/S465
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4090
GeneID	4090
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид вокруг S463 & S465 человеческого фосфо-Smad5-S463/S465 (NP_005894.3)
Источник	Кролик
Категория	Антитела к фосфорилированным белкам
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99717
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом