


Кроличье Поликлональное Антитело Против Фосфо-Smc1 (S957) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ип, Ифа - Q14683

Артикул: CM0001726



введение

Кроличье поликлональное антитело против фосфорилированного SMC1A по S957, валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИП, ИФА. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Подходит для исследований кохезина, репарации ДНК и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-SMC1-S957 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	SMC1; SMCB; CDLS2; DEE85; SB1.8; EIEE85; SMC1L1; DXS423E; SMC1alpha; Фосфо-SMC1-S957
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8243
ID гена	8243
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S957 человеческого SMC1A (NP_006297.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, Иммунопреципитация, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14683
Молекулярная масса белка	143 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом