

Поликлональное Кроличье Антитело Против Фосфо-Smo (S611/S615) Для Вб, Ифа — Q99835

Артикул: CM0001414



введение

Поликлональное кроличье антитело Phospho-SMO-S611/615 специфично распознает двойную фосфорилиацию человеческого смузэнда (SMO) в положении Ser611/615. Подходит для применения в вестерн-блоттинге и ИФА при исследовании сигнального пути Hedgehog. Swiss-Prot: Q99835.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Phospho-SMO-S611/615 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	Gx; CRJS; PHLS; SMOH; FZD11; Phospho-SMO-S611/615
Вид	Человек
ID гена (человек)	6608
ID гена	6608
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q99835
Молекулярная масса белка	86 кДа
Доставка	Холодовой пакет