

Поликлональные Антитела Anti-Phospho-Smo (S611/S615/S616) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q99835

Артикул: CM0001998



введение

Кроличьи поликлональные антитела, специфичные к фосфорилированному SMO человека в положениях S611, S615 и S616. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, подходят для исследований сигнального пути Хеджхог. Реагируют с белком смузд человеческого происхождения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-SMO-S611/615/616 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	Gx; CRJS; PHLS; SMOH; FZD11; Phospho-SMO-S611/615/616
Вид	Человек
ID гена (человек)	6608
ID гена	6608
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q99835
Молекулярная масса белка	86 кДа
Доставка	Холодильный пакет