


Кроличья Поликлональная Антитело Против Фосфо-Sqstm1/P62 (S349) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q13501

Артикул: CM0000419



введение

Кроличья поликлональная антитело против фосфо-SQSTM1/p62 (S349), валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает эндогенный белок SQSTM1/p62, фосфорилированный по остатку Ser349 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований аутофагии и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-SQSTM1/p62-S349 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	p60; p62; A170; DMRV; OSIL; PDB3; ZIP3; p62B; NADGP; FTDALS3; Phospho-SQSTM1/p62-S349
Вид	Человек
ID гена (человек)	8878
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S349 человеческого SQSTM1/p62 (NP_003891.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13501
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Холодовой пакет