

Кроличья Поликлональная Антитело К Anti-Phospho-Src (S17) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P12931

Артикул: CM0001886



введение

Кроличья поликлональное антитело к Phospho-Src-S17, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигнальных путей киназы Src в процессах клеточной адгезии, онкологии и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-Src-S17 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; Phospho-Src-S17
Вид	Человек
GeneID (человек)	6714
GeneID	6714
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе S17 человеческого Src (NP_005408.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P12931
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	Сухой лед