

Кроличья Поликлональная Антитело К Фосфо-Srf (Ser103) Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Парафин), Ифа - P11831

Артикул: CM0001024



введение

Кроличья поликлональная антитело, специфичная к фосфорилированному Ser103 человеческого SRF. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии (парафин) и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Полезно для изучения транскрипции, опосредованной SRF, и регуляции цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-SRF-S103 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MCM1; Phospho-SRF-S103
Вид	Человек
ID гена	6722
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе S103 человеческого SRF (NP_003122.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11831
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	Ледяной пакет