


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Phospho-Stat1 (S727) Для ВБ, Игх-П, Иф/Икк, Ифа - P42224

Артикул: CM0001952



введение

Кроличье поликлональное антитело, распознающее фосфо-STAT1 (Ser727). Валидировано для ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА. Реагирует с STAT1 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований интерфероновой сигнализации и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-STAT1-S727 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Phospho-STAT1-S727
Вид	Человек
GeneID (человек)	6772
Иммуноген	Синтетический пептид (Синтетический фосфорилированный пептид в области S727 STAT1 человека)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42224
Молекулярная масса белка	87кДа
Доставка	Холодильный пакет