

Кроличье Моноклональное Антитело К Фосфо-Stat2 (Tyr690) Для Вб И Ифа - P52630

Артикул: CM0001620



введение

Фосфоспецифичное кроличье моноклональное антитело к STAT2 (Tyr690) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Валидировано для образцов человека и крыс, обнаруживает полосу размером 98 кДа. Идеально подходит для исследований сигнализации интерферона типа I и антивирусных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-STAT2-Y690 кроличье моноклональное антитело
Примечания/Алиасы	P113, IMD44, ISGF-3, PTORCH3, STAT113
Вид	Человек
GeneID (человек)	6773
GeneID	6773
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области Y690 STAT2 человека (NP_005410.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P52630
Масса белка	98 кДа
Доставка	Холодильный пакет