

Кроличье Моноклональное Антитело Против Фосфо-Stat3-S727 - P40763

Артикул: CM0000868



введение

Фосфоспецифичное кроличье моноклональное антитело к STAT3 (S727), валидированное для вестерн-блоттинга (WB), иммунопреципитации (IP), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), хроматин-иммунопреципитации (ChIP), ELISA. Детектирует STAT3 человека, мыши, крысы. Идеально для исследований сигнального пути JAK/STAT, воспаления и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к фосфо-STAT3-S727
Примечания/Альтернативные названия	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1
Вид	Человек
GeneID (человек)	6774
GeneID	6774
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид вокруг остатка S727 белка STAT3 человека (NP_644805.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунопреципитация (IP), иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия (IF/ICC), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), хроматин-иммунопреципитация (ChIP), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P40763
Молекулярная масса белка	88 кДа/83 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом