

Анти-Фосфо-Stat3-S727 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, IHC-P, Elisa - P40763

Артикул: CM0001553



введение

Кроличий моноклональный антитело, специфичный к STAT3, фосфорилированному по Ser727. Валидирован для WB, IHC-P, ELISA с реактивностью на человеческие, мышиные и крысиные образцы. Идеально подходит для исследования сигнального пути STAT3 при воспалении, клеточном цикле и дифференцировке Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Phospho-STAT3-S727 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	APRF; Phospho-STAT3-S727
Вид	Человек
ID гена	6774
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S727 человеческого STAT3 (P40763)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P40763
Молекулярный вес белка	88 кДа
Доставка	Сумка со льдом