


Моноклональное Антитело Против Фосфо-Stat5-Y694 Для Вб, Иф-П, Игх-П, Ифа — P42229/P51692

Артикул: CM0001405



введение

Фосфо-STAT5-Y694 кроличье моноклональное антитело выявляет фосфорилированный по остатку Y694 человеческий STAT5A/B. Валидировано для ВБ, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА. Предназначено для исследования активации пути JAK/STAT и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к фосфо-STAT5-Y694
Примечания/Альтернативные названия	MGF; STAT5; stat5a/stat5b; Phospho-STAT5-Y694
Реактивность с видом	Человек
ID гена (человек)	6776/6777
ID гена	6776/6777
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области Y694 человеческого STAT5 (NP_001275647.1/NP_036580.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифические антитела
Применение	ВБ, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P42229/P51692
Молекулярная масса белка	90 кДа
Доставка	Холодильный пакет