


Анти-Phospho-Stat5-Y694 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Ihc-P, Elisa - P42229/P51692

Артикул: CM0001026



введение

Phospho-STAT5-Y694 поликлональные антитела кролика, валидированные для WB, IHC-P, ELISA на человеке, мыши, крысе. Обнаруживают фосфорилированный STAT5A/STAT5B на Y694, ключевой для сигналинга цитокинов и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-STAT5-Y694 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	MGF; STAT5; stat5a/stat5b; Phospho-STAT5-Y694
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6776/6777
GeneID	6776/6777
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области Y694 человеческого STAT5 (NP_003143.2/NP_036580.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42229/P51692
Молекулярный вес белка	90кДа
Доставка	Сумка со льдом