


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Phospho-Stat5A (S780) Для Вестерн-Блоттинга - P42229

Артикул: CM0000630



введение

Фосфо-специфическая кроличья поликлональная антитело к STAT5A (S780), валидированная для Вестерн-блоттинга на образцах человека. Распознает активированную форму STAT5A — ключевого фактора транскрипции в сигнальных путях цитокинов и при лактации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-STAT5A-S780 Rabbit pAb
Примечания / Алиасы	MGF; STAT5; Phospho-STAT5A-S780
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	6776
ID гена	6776
Иммуноген	Синтетический фосфо-специфический пептид, соответствующий участку вокруг остатка S780 человеческого STAT5A
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB (Вестерн-блоттинг)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P42229
Молекулярная масса белка	91кДа
Доставка	Холодильный пакет