

Кроличье Моноклональное Антитело Против Фосфо- Статмина 1 (S25) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P16949

Артикул: CM0001203

введение

Кроличье моноклональное фосфо-специфичное антитело, нацеленное на Статмин 1 (S25) для Вестерн-блоттинга и ИФА, распознающее человеческий и крысиный белок. Подходит для изучения динамики микротрубочек, регуляции клеточного цикла и нейрогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Статмин 1-S25 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; C1orf215; Фосфо-Статмин 1-S25
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3925
GeneID	3925
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S25 человеческого Статмина 1 (NP_005554.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P16949
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом