

Кроличье Поликлональное Антитело Против Фосфо-Статмина 1 (Ser16) Для ВБ И Ифа - P16949

Артикул: CM0000620

введение

Кроличье поликлональное антитело к фосфо-статмину 1 (Ser16), валидированное для вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Обнаруживает статмин 1 человека и мыши — дестабилизирующий микротрубочки фосфопротеин, критически важный для нейрогенеза и часто сверхэкспрессируемый при лейкемии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-Stathmin 1-S16 кроличье поликлональное антитело
Примечания/Альясы	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; C1orf215; Phospho-Stathmin 1-S16
Вид	Человек
GeneID (человек)	3925
GeneID	3925
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S16 статмина 1 человека (NP_001138926.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P16949
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	Холодильный пакет