

Анти-Фосфо-Sting1 (Ps366) Кроличий Моноклональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q86Wv6

Артикул: CM0001989



введение

Phospho-STING/TMEM173-S366 кроличье мАб обнаруживает эндогенный белок STING1 при его фосфорилировании по Ser366. Подходит для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA); этот антитело является важным инструментом для изучения сиг-сигнализации врожденного иммунитета, пути cGAS-STING и взаимодействий «хозяин-патоген».

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-STING/TMEM173-S366 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; Phospho-STING/TMEM173-S366
Вид	Человек
ID гена (Человек)	340061
ID гена	340061
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в области S366 человеческого STING1 (NP_938023.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифические антитела
Применение	WB, ELISA
Кросс-реактивность	Человек
SWISS	Q86WV6
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	Сумка со льдом