


Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Phospho-Stk11-T189 Для Вестерн-Блоттинга - Q15831

Артикул: CM0001659



введение

Кроличье поликлональное антитело для детекции фосфорилирования по T189 человеческого белка STK11 (LKB1), валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для исследований сигналинга AMPK, подавления опухолей и клеточной полярности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело Phospho-STK11-T189
Примечания/Альтернативные названия	PJS; LKB1; hLKB1; Phospho-STK11-T189
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6794
ID гена	6794
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг T189 человеческого белка STK11 (NP_000446.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15831
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом