

Поликлональные Кроличьи Антитела Anti-Phospho-Stk3/Mst2-T384 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q13188

Артикул: CM0001335



введение

Кроличьи поликлональные антитела, специфичные к фосфорилированному Thr384 человеческого STK3/MST2. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА; проявляют перекрестную реактивность с белками человека, мыши и крысы. Подходят для изучения апоптоза и сигналинга пути Hippo.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-STK3/MST2-T384 кроличьи пАт
Примечания/Альтернативные названия	KRS1; MST2; Phospho-STK3/MST2-T384
Вид	Человек
ID гена (человек)	6788
ID гена	6788
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий участку вокруг T384 человеческого STK3/MST2 (NP_006272.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13188
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	Холодильный пакет