


Поликлональные Антитела К Фосфо-Stk3/Stk4-T180/T183 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q13188 / Q13043

Артикул: CM0001696



введение

Высокоаффинные кроличьи поликлональные антитела, специфичные к фосфорилированному STK3/STK4 в положениях T180/T183, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения сигнального пути Hippo, апоптоза и биологии centrosom.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-STK3/STK4-T180/T183 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	KRS1; MST2; KRS2; MST1; YSK3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6788/6789
GeneID	6788/6789
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид вокруг T180 человеческого STK3/STK4STK3 (NP_006272.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13188/Q13043
Молекулярный вес белка	56кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент