

Поликлональная Антитело К Фосфо-Syk-Y323 Для Вб, Ифа - P43405

Артикул: CM0001609



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к человеческому Syk, фосфорилированному по Tyr323. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; выявляет полосу массой 72 кДа. Не перекрестно реагирует с другими видами. Подходит для исследований сигнализации В-клеток и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Syk-Y323 кроличье пАт
Примечания/Альясы	IMD82; p72-Syk; Phospho-Syk-Y323
Вид	Человек
GeneID (человек)	6850
GeneID	6850
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид в области Y323 Syk человека (NP_003168.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P43405
Масса белка	72 кДа
Доставка	Холодовая упаковка