

Кроличья Поликлональная Антитело (Pab) К Anti-Phospho-Syk (Y352)/Zap70 (Y319) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P43405 / P43403

Артикул: CM0001843



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против фосфорилированного Syk (Y352) и ZAP70 (Y319), для методов Вестерн-блоттинга и ИФА. Специфична для образцов человека, идеально подходит для исследования сигналинга через иммунорецепторы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-Syk-Y352/ZAP70-Y319 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	SYK/ZAP70; Phospho-Syk-Y352/ZAP70-Y319
Вид	Человек
ID гена (человек)	6850/7535
ID гена	6850/7535
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области Y352 человеческого Syk (NP_003168.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P43405/P43403
Молекулярная масса белка	69 кДа/72 кДа/35 кДа/55 кДа
Доставка	С холодильным пакетом