

Кроличье Поликлональное Антитело Против Фосфо-Syk (Y525/526) Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - P43405

Артикул: CM0000838



введение

Фосфоспецифичное кроличье поликлональное антитело против человеческого SYK, фосфорилированного по Tyr525/526. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ELISA. Идеально для изучения сигналинга В-клеточного рецептора, врожденного иммунитета и активности киназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Syk-Y525/526 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	IMD82; p72-Syk; Фосфо-Syk-Y525/526
Вид	Человек
GeneID (человек)	6850
GeneID	6850
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y525 & Y526 человеческого Syk (NP_003168.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P43405
Молекулярная масса белка	72 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом