

Поликлональные Антитела К Фосфо-Синапсину-1 (Ser9) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P17600

Артикул: CM0001262

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на фосфорилированный Синапсин-1 по сайту Ser9. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, распознают белки человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследования трафика синаптических везикул и высвобождения нейромедиаторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-SYN1-S9 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Альтернативные названия	SYN1; EPILX; MRX50; SYN1a; SYN1b; EPILX1; Phospho-SYN1-S9
Вид	Человек
GeneID (человек)	6853
GeneID	6853
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области сайта S9 белка SYN1 человека (NP_008881.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17600
Молекулярная масса белка	74 кДа
Доставка	Холодовая упаковка с ледяными пакетами