


Кроличье Моноклональное Антитело Против Фосфо-Tak1-S439 Для Вестерн1 Блоттинга - O43318

Артикул: CM0000553



введение

Кроличье моноклональное антитело против фосфо-TAK1-S439, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным белком. Предназначено для изучения передачи сигналов MAPK, активации NF-κB и клеточных стрессовых ответов.

[Узнать больше](#)

Основной параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против фосфо-TAK1-S439
Примечания/Альтернативные названия	CSCF; FMD2; TAK1; MEKK7; TGF1a; Фосфо-TAK1-S439
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6885
GeneID	6885
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S439 человеческого TAK1 (O43318)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O43318
Молекулярная масса белка	67 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом