

Кроличье Моноклональное Антитело Против Фосфо-Тау (S396) Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P10636

Артикул: CM0001451



введение

Кроличье моноклональное антитело против фосфо-тау (S396) для детекции фосфорилированного белка тау, валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным белком, подходит для исследований нейродегенерации и разработки анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против фосфо-тау-S396
Примечания/Альтернативные названия	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-S396
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4137
GeneID	4137
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S396 человеческого тау (NP_005901.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P10636
Молекулярная масса белка	79 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом