


Кроличье Моноклональное Антитело Против Фосфо-Тау-S404 Для Вестерн1-Блоттинга И Ифа - P10636

Артикул: CM0001446



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против фосфо-Тау-S404, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает фосфорилированный белок Тау человека, мыши и крысы по остатку S404. Идеально подходит для исследований нейродегенеративных заболеваний и разработки диагностических тестов in vitro.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	Кроличье моноклональное антитело против фосфо-Тау-S404
Примечания/Альтернативные названия	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-S404
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4137
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг остатка S404 белка Тау человека
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10636
Молекулярная масса белка	79 кДа
Условия доставки	В сумке-хладоносителе