

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Phospho-Tau (Ser416) Для Вб, Игх, Иф, Ифа - P10636

Артикул: CM0001732



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к фосфорилированному по Ser416 человеческому Tau. Валидировано для вестерн-блота, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ИФА. Обнаруживает МАРТ человека, мыши и крысы. Предназначено для исследований нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-Tau-Ser416 кроличья поликлональная антитело (Rabbit pAb)
Примечания/Альтернативные названия	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-Ser416
Вид	Человек
GeneID (человек)	4137
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в области S416 человеческого Tau (NP_005901.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, IF-P, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10636
Молекулярная масса белка	79 кДа
Доставка	Холодильный пакет