

Моноклональное Антитело Против Фосфо-Тau (T205) Для Wb, Ihc-P, If - P10636

Артикул: CM0001241



введение

Кроличье моноклональное антитело против фосфорилированного Tau (T205). Валидировано для применения в WB, IHC-P, IF и ELISA. Реагирует с белком человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований болезни Альцгеймера и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-Tau-T205 Кроличье моноклональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T205
Вид	Человек
GeneID (человек)	4137
GeneID	4137
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид в области остатка T205 человеческого белка Tau (NP_001190181.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P10636
Молекулярная масса белка	79 кДа
Доставка	Холодильный пакет