

Анти-Фосфо-Тau (T205) Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - P10636

Артикул: CM0001678



введение

Поликлональные антитела кролика к фосфо-Тau (T205), валидированные для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживают человеческий, мышиный и крысиный тау, фосфорилированный по треонину 205. Идеальны для исследований болезни Альцгеймера и тауопатий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Тau-T205 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Фосфо-Тau-T205
Вид	Человек
GeneID (человек)	4137
GeneID	4137
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области T205 человеческого Tau (NP_001190181.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10636
Молекулярный вес белка	79кДа
Доставка	Сумка со льдом