


Кроличье Поликлональное Антитело Против Фосфо-Тау-T212 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P10636

Артикул: CM0001718



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий тау-белок, фосфорилированный по T212. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мышинному и крысиному белкам. Полезно для изучения динамики микротрубочек, нейрональной полярности и таупатий, включая болезнь Альцгеймера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Тау-T212 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T212
Вид	Человек
GenelD	4137
Иммуноген	Синтетический пептид - фосфоспецифичный пептид, соответствующий области, окружающей T212 человеческого тау-белка
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10636
Молекулярная масса белка	79 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом