

Кроличыи Поликлональные Антитела Anti-Phospho-Tau-T217 (Pab) Для Вб, Ифа - P10636-5

Артикул: CM0001504

введение

Кроличыи поликлональные антитела Phospho-Tau-T217 (pAb) для Вестерн-блота и ИФА. Обнаруживает фосфорилированный тау по положению T217 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований болезни Альцгеймера и таупатий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-Tau-T217 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T217
Вид	Человек
GeneID (человек)	4137
GeneID	4137
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области T217 тау человека (NP_001190181.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P10636-5
Молекулярная масса белка	32-45 кДа/78-80 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементами