


Моноклональное Антитело Против Фосфо-Тau-T231 Для ИФ-П, Ифа — P10636

Артикул: CM0000788



введение

Кроличье моноклональное антитело к фосфо-Тau-T231, валидированное для иммунофлуоресценции на препаратах и ИФА, реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на фосфорилированный остаток Thr231 белка Tau (P10636) — ключевой мишень в исследованиях болезни Альцгеймера и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к фосфо-Тau-T231
Примечания/алиасы	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T231
Вид	Человек
ID гена	4137
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области T231 человеческого белка Tau (P10636).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ИФ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P10636
Молекулярная масса белка	79кДа
Доставка	Холодильный пакет