

Кроличья Поликлональная Антитело К Фосфо-Тау-Thr212/Ser214 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P10636

Артикул: CM0000467



введение

Кроличья поликлональная антитело против фосфорилированного человеческого Тау (Thr212/Ser214), валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным Тау. Идеально подходит для исследований болезни Альцгеймера и нейродегенерации. Молекулярный вес белка ~79 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-Tau-Thr212/Ser214 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-Thr212/Ser214
Вид	Человек
GeneID	4137 (Человек)
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе T529 и S531 человеческого Тау (NP_058519.3)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P10636
Молекулярный вес белка	79 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент