


Кроличье Поликлональное Антитело Против Фосфо-Tbk1/Nak-S172 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9Uhd2

Артикул: CM0001369



введение

Это кроличье поликлональное антитело детектирует фосфорилированный TBK1/NAK по Ser172. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований врожденного иммунитета, противовирусной сигнализации и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против фосфо-TBK1/NAK-S172
Примечания/Альтернативные названия	NAK; T2K; IAE8; FTDALS4; Фосфо-TBK1/NAK-S172
Вид	Человек
ID гена (Человек)	29110
ID гена	29110
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S172 человеческого TBK1/NAK (NP_037386.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UHD2
Молекулярная масса белка	84 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом