

Кроличья Поликлональная Антитела Anti-Phospho-Tdp-43/Tardbp (S409/S410) Для ВБ, ДБ, Ифа — Q13148

Артикул: CM0001763



введение

Фосфоспецифичные кроличьи поликлональные антитела, направленные против S409/S410 человеческого TDP-43 (TARDBP). Валидированы для ВБ, ДБ и ИФА. Подходят для изучения механизмов нейродегенеративных заболеваний и биологии РНК. Обнаруживают полосу размером 45 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-TDP-43/TARDBP-S409/S410 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	ALS10; TDP-43; Phospho-TDP-43/TARDBP-S409/S410
Вид	Человек
GeneID (человек)	23435
GeneID	23435
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S409&S410 человеческого TDP-43/TARDB (NP_031401.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ДБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13148
Масса белка	45 кДа
Доставка	С ледяным аккумулятором