


Кроличье Моноклональное Антитело Против Фосфо-Tifa-T9 Для Вб, Ифа - Q96Cg3

Артикул: CM0001178



введение

Фосфо-TIFA-T9 кроличье моноклональное антитело выявляет фосфорилированный TIFA по треонину-9 в образцах человека. Подходит для ВБ и ИФА, идеально подходит для исследований врожденного иммунитета и сигнализации NF-κB.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-TIFA-T9 кроличье моноклональное антитело
Примечания/псевдонимы	T2BP; T6BP; TIFAA; Phospho-TIFA-T9
Вид	Человек
GeneID (человек)	92610
GeneID	92610
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96CG3
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Холодильный пакет