

Кроличья Поликлональная Антитело Против Фосфо-Trka-Y490 Для Wb И Ифа - P04629

Артикул: CM0000840



введение

Фосфоспецифическая кроличья поликлональная антитело против TrkA-Y490 (NTRK1), валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для образцов человека, мыши и крысы при исследованиях нейтрофильной сигнализации и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-TrkA-Y490 кроличья pAb
Примечания/Синонимы	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; Phospho-TrkA-Y490
Вид	Человек
GeneID (человек)	4914
GeneID	4914
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий участку Y490 человеческого TrkA (NP_001012331.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04629
Молекулярная масса белка	87кДа
Доставка	С пакетом льда