

Кроличье Поликлональное Антитело Против Фосфо-TrkA-Y674/675 + TrkB-Y706/707 Для ВБ, Ифа - P04629-2 / Q16620

Артикул: CM0001463

введение

Кроличье поликлональное антитело Phospho-TrkA-Y674/675 + TrkB-Y706/707 выявляет фосфорилированные человеческие TrkA (Y674/675) и TrkB (Y706/707). Валидировано для ВБ и ИФА. Идеально подходит для исследований сигналинга нейротрофинов и активации рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-TrkA-Y674/675 + TrkB-Y706/707 кроличье поликлональное антитело
Примечания/псевдонимы	NTRK1/NTRK2; Phospho-TrkA-Y674/675 + TrkB-Y706/707
Вид	Человек
ID гена (человек)	4914/4915
ID гена	4914/4915
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид в области остатков Y674 и Y675 человеческого TrkANTRK1 (NP_001012331.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04629-2/Q16620
Молекулярная масса белка	35кДа/53-60кДа/77кДа/83-93кДа
Доставка	Холодовой пакет