


Кроличья Поликлональная Антифосфо-Tsc2 (S1387) Антитело Для Вестерн1 Блоттинга И Ифа - P49815

Артикул: CM0001821



введение

Фосфоспецифичное кроличье поликлональное антитело против Туберина (TSC2), фосфорилированного по Ser1387. Валидировано для Вестерн блоттинга и ИФА с реактивностью к белкам человека, мыши и крысы. Идеально для исследований пути mTOR и опухолевых супрессоров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-TSC2-S1387 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	LAM; TSC4; PPP1R160; Фосфо-TSC2-S1387
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7249
GeneID	7249
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49815
Молекулярная масса белка	201 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом