


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Phospho-Tsc2-T1462 Для Вестерн-Блота — P49815

Артикул: CM0000696



введение

Фосфоспецифичное кроличье поликлональное антитело, выявляющее фосфорилирование TSC2 (туберина) по остатку T1462. Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА у человека и мыши. Идеально подходит для исследования регуляции mTORC1 и подавления опухолевого роста.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-TSC2-T1462 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	LAM; TSC4; PPP1R160; Phospho-TSC2-T1462
Вид	Человек
ID гена (человек)	7249
ID гена	7249
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий участку вокруг остатка T1462 белка TSC2 человека (NP_000539.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P49815
Молекулярная масса белка	201 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего агента