


Кроличье Поликлональное Антитело Против Фосфоубиквитин-Ser65 Для ВБ, Ифа - P62979 / P62987 / P0CG47 / P0CG48

Артикул: CM0001301



введение

Кроличье поликлональное антитело против фосфоубиквитин-Ser65, валидированное для ВБ и ИФА. Обнаруживает фосфорилированный Ser65 убиквитина человека; идеально подходит для изучения убиквитинирования, деградации белков и сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфоубиквитин-Ser65 кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	UBC; S27A; CEP80; UBA80; HEL112; UBCEP1; UBCEP80; L40; CEP52; RPL40; HUBCEP52; HEL-S-50; HMG20; Phospho-Ubiquitin-Ser65
Вид	Человек
ID гена (человек)	6233/7311/7314/7316
ID гена	6233/7311/7314/7316
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий участку вокруг S65 убиквитина человека (NP_002945.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P62979/P62987/P0CG47/P0CG48
Молекулярная масса белка	18кДа/15кДа/77кДа
Доставка	Сумка-холодильник с охлаждающим элементом